
INSTRUCTION MANUAL
ELECTRONIC BATHROOM SCALE

B18- / BS-108

Distributed by; V.MAX North America
Manufactured in; PRC Mainland

YOUR NEW ELECTRONIC PERSONAL SCALES HAVE BEEN DESIGNED TO ACCURATELY INDICATE YOUR WEIGHT GAIN OR LOSS OVER A PERIOD OF TIME AND SHOULD GIVE YOU MANY YEARS OF SERVICE UNDER NORMAL USE

Specifications

<ul style="list-style-type: none">• Anti-Slippery lateral strips• Equipped with high precision "strain-Gauge" sensors• Capacity 180kg/396lb/28.8st• Division 100g/0.2lb• Backlight	<ul style="list-style-type: none">• LCD Display• Automatic Zero Resetting• Automatic Switch Off• Over Load Indication• 2 batteries CR2032
--	---

Power Supply

Please insert batteries or remove the insulating strip from the battery contacts before using. Replace the batteries when the "Low Battery Indicator" shows : 

Operating Instructions

1. Place the scale on a hard, flat surface, this will ensure the greatest accuracy and repeatability.
2. Stepping onto the scale, then the number on LCD flash 3 times, that is the weighing result of your body.



Automatic Switch Off

If no weighing is carried out while the zero is being displayed, the scale will automatically switch off after approximately 10 seconds.

Overload Indication

When the scales are overloaded (over 180kg/396lb/28st), the following will appear on the screen.



Battery Change Indication

When the batteries need replacing, the following will appear on the screen:



Please open the back board of the scales, then take batteries carefully out.

Care and Attention

- Place your scales on a hard, flat surface, this will ensure the greatest accuracy and repeatability. Uneven floors may affect the readings.
 - Always weigh yourself on the same scale placed on the same floor surface.
 - Protect the scale against shocks, damp, dust, chemicals, drastic changes in temperature, electromagnetic field and source of heat that are too near.
 - Never step onto the outer edge of the scale with one foot, the scale could flip.
 - Keep packaging material away from children!
 - Do Not dispose of the old batteries in fire. The batteries may explode or leak. Recycle or manage as hazardous waste.
 - Do not mix Old Batteries and New Battery. Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or rechargeable (Nickel-Cadmium) Battery.
 - If the scale would not be used in a long period, please take the battery out.
 - **Cleaning:** You can clean the scale with a damp cloth and a little washing liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
-

MANUEL D'INSTRUCTION
PÈSE PERSONNE ÉLECTRONIQUE
Modèle : B18-/BS108

Distribué par : V.MAX , North America
Fabriqué en RPC Mainland

VOTRE NOUVELLE BALANCE PERSONNELLE A ETÉ CONÇUE POUR INDICER DE MANIERE PRÉCISE VOTRE POIDS. ET DEVRAIT VOUS SATISFAIRE DURANT DE NOMBREUSES ANNÉES.

Caractéristiques

<ul style="list-style-type: none">• Bandes Latérales Antiglisse,• 4 Capteurs de poids haute précision.• Capacité 180Kg max (396 lb/28.8st)• Précision 100g/0,2lb• Ecran LCD	<ul style="list-style-type: none">• Remise à zéro automatique• Extinction automatique• Message de Dépassement de poids max• Indicateur de batterie faible• 2 piles CR2032
---	---

Énergie

Placez la pile ou retirez la languette de protection. Remplacez-la ou les piles, lorsque l'indicateur de batterie faible s'affiche sur l'écran.

Instructions

1. Placez la balance sur un sol dur et plat, cela vous permettra d'obtenir des résultats précis.
2. Montez sur la balance, lorsque les chiffres clignotent 3 fois, cela indiquera votre Poids.



Extinction Automatique

Si aucun poids n'est posé sur la balance, la valeur 0 apparaît sur l'écran, la balance s'éteint automatiquement après 10 secondes.

Dépassement de Poids

Si le poids est supérieur à (180Kg, 396 lb, 28.8 st) le message < Err > s'affiche.

Err

Changement de Piles

Lorsque les piles sont vides ou que la charge devient insuffisante, le message < Lo > s'affiche.

Lo

Ouvrez le compartiment des piles, retirez les piles usagées, les placer dans un container de recyclage approprié. Remplacez-les par des piles neuves.

Précautions

- Placez votre Balance sur un sol dur et plat qui vous assurera la bonne précision.
- Toujours pesez vous sur la même balance et dans les mêmes conditions.

- Nettoyage : vous pouvez nettoyer la surface de la balance avec un chiffon doux et un peu de liquide nettoyant pour vitres. Afin d'éviter une éventuelle chute, assurez-vous que la surface de la balance est bien sèche avant de remonter dessus.

Votre Balance est munie de bandes antiglisse, qui vous permet de l'utiliser et de monter dessus d'une façon sereine, Toutefois évitez de l'utiliser les pieds mouillés, ou lorsque la surface de balance est mouillée.

- Protégez la balance contre les chocs, les chutes, la poussière, les produits chimiques, les chocs thermiques, les champs électromagnétiques, les sources de chaleur à proximité de la balance.
- Ne jamais monter avec un seul pied sur le bord de la balance, cela pourrait provoquer le basculement de la Balance, et une éventuelle chute.
- Ne pas laisser à la portée des enfants, sans surveillance d'une personne adulte.
- NE PAS JETER les piles usagées dans le feu. Les piles pourraient exploser ou couler. Jeter les piles dans un container de recyclage prévu à cet effet.
- Ne pas mélanger d'anciennes piles avec de nouvelles piles. Ne pas mélanger des piles Alcaline avec des piles standard (carbone de zinc), ou rechargeable (Nickel-Cadmium) .
- Si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de retirer les piles. Aussi assurez-vous de ne rien poser sur la balance.

B18 / BS108 - الاستعمال ميزان الوزن - تعليمات

هذا الميزان مصمم لياخذ وزنك بدقة،... ومن المفترض أن يخدمك لفترة طويلة.

المواصفات

الرجوع إلى الصفر تلقائياً (المعايير)	خطوط جانبية خشنة مضادة للانزلاق
انفاس تلقائي	مجهز بمحسات عالية الدقة
دلالة الوزن الأقصى	طاقة التحمل 180 كلغ
إشعار عند انخفاض قوة البطارية	التقسيم 100 جم/0,2 باوند
بطاريتان CR2032	شاشة مسطحة / مع إضاءة خلفية

مزود الطاقة

يرجى إدراج بطاريات في المكان المخصص أو إزالة الشريط العازل من البطارية قبل الاستخدام. يرجى استبدال البطاريات عند ظهور الإشارة.

تعليمات التشغيل

- ضع الميزان على مسطح صلب ومستوى، مما يعطيك الدقة في الوزن.
- يجب الوقوف على وسط الميزان كما هو مشار في الصورة التالية، ومن ثم سيظهر الوزن على الشاشة تلقائياً، ويقطّع بثلاث مرات ثم يثبت للدالة على وزنك بدقة.



الإغلاق التلقائي

إذا لم تتم أي عمليات قياس أثناء ظهور الرقم 0 على الشاشة فسيغلق الميزان تلقائياً بعد 10 ثوانٍ.

دلالة الوزن الزائد

عند الوزن الزائد، ستظهر هذه العلامة على الشاشة **Err**.

دلالة البطارية الفارغة

عند الحاجة إلى تغيير البطاريات، سوف تظهر هذه الإشارة **L0**.

يرجى فتح غطاء البطاريات ونزع البطاريات بحذر.

العناية والاهتمام

وضع الميزان على سطح صلب ومستوى سيضمن دقة أفضل.

دائماً قم بوزن نفسك على نفس الميزان، موضوعاً في نفس المكان.

الأرضيات غير المستوية قد تؤثر على القراءات.

التنظيف: يمكنك تنظيف الميزان بقطعة قماش نظيفة مبللة مع القليل من سائل الغسيل.

لا تغمض الجهاز بالماء أو تضعه تحت الماء الجاري أبداً.

توجيهات وتحذيرات

• يجب حماية الجهاز من الضربات والرطوبة والغبار والمواد الكيميائية ونقلبات الحرارة المرتفعة والمجال الكهرومغناطيسي ومصادر النار والحرارة المرتفعة.

• لا تقف على حافة الميزان بقدم واحدة من الممكن أن يتسبب ذلك بانقلابه وربما الوقوع عنه.

• أبق الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.

• لا تخلص من البطاريات القديمة عن طريق إحرافها، سيؤدي ذلك إلى انفجارها أو تسريب المواد الكيميائية. قم بإعادة تدويرها أو اعتبرها كمادة خطرة.

• لا تخطف البطاريات القديمة بالحديثة أو أنواع مختلفة من البطاريات.

• إذا لم تستخدم الجهاز لفترة طويلة، رجاءً ازعج البطاريات وتأكد من عدم وضع أي شيء على الميزان.